

- Lehký a kompaktní intrapartální fetální monitor
- 6,5" LCD displej s dotykovým ovládáním – možnost polohování
- Ovládání v českém jazyce
- Snímání srdeční frekvence plodu – US sonda
- Monitorování děložních stahů – TOCO sonda (0-100 jednotek)
- Přímé monitorování srdeční frekvence plodu – skalpová elektroda
- Přímé měření nitroděložního tlaku
- SW pro snímání dvojčat v základní výbavě – aktivace připojením druhé US sondy
- Možnost dokoupení monitorování trojčat (SW + US sonda)
- Puls matky snímáný z TOCO sondy v rozsahu 40-240 tepů za minutu
- Možnost dokoupení monitorování NIBP a SpO2 matky
- Rozsah měření srdeční frekvence plodu US sondou: 50-240 tepů za minutu
- Automatická detekce pohybu plodů
- Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody
- Lehké a kompaktní voděodolné sondy vybavené identifikátorem sloužící k určení, která sonda přenáší kterou srdeční frekvenci
- Možnost zadání patientských dat, možnost vkládání předem definovaných poznámek do záznamu
- Nastavitelné alarmy měřených parametrů včetně hlasitosti
- Regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodů
- Zapisovač: – tisk záznamu na termopapír, nastavitelná rychlost (1, 2, 3 cm/min.), nastavitelný časovač – záznamu
- Zápis do paměti – možnost dotisku v případě nedostatku papíru
- Možnost přerušit tisk během snímání
- Volitelně připojení bezdrátového monitorování – telemetrie
- Volitelně možnost připojení do centrálního monitorovacího systému IntelliSpace Perinatal
- Volitelně pojízdný stojan s přihrádkou
- Rozměry: 286 x 133 x 335 (š x v x h)
- Hmotnost: 5,1 kg

