

HIGH FLOW OXYGEN – vysokoprůtoková kyslíková terapie

Plicní ventilátor MONNAL T60 a MONNAL T75

CO POTŘEBUJETE:

- Ventilátor MONNAL T60 nebo MONNAL T75
- Tepelný zvlhčovač zlepšuje
- Spotřební materiál, okruhy a nosní kanyly vhodné pro daný typ pacienta a kompatibilní se zvlhčovačem a ventilátorem

| Položka | Popis |
|------------|--|
| VDO34100S | Nosní kanyla HFO, vel.S |
| VDO34100M | Nosní kanyla HFO, vel.M |
| VDO34100L | Nosní kanyla HFO, vel.L |
| VDO3409014 | Dýchací okruh dospělý vč.komory 3 v 1 jednoráz, použití 14dnů |
| VDO3409007 | Dýchací okruh dospělý, vč.komory, 3 v 1, jednoráz, použití 7 dnů |

Pro každého pacienta je nutné mít 1xdýchací okruh vč. komory a 1xnosní kanylu příslušné velikosti –použitelnost okruhu a kanyly pro 1 pacienta na 7 nebo14 dnů.