

Masky pro neinvazivní ventilaci **RESPIREO SOFT PEDIATRIC**– dětské

Vzhledem k e specifikám anatomie i fyziologie dětských pacientů není vhodné používat masky pro dospělé, které by byly pouze zmenšením masek pro dospělé. Masky pro neinvazivní ventilaci **Respireo SOFT Pediatrics** (Baby and Child) byly vyvinuty firmou **Air Liquide Medical Systems** ve spolupráci s pediatrickými odborníky, aby vyhovely všem specifickým potřebám nejmenších a jejich rodin.

Patologie, kde lez masky použít jsou velmi rozmanité: chronické (respirační selhání, obstrukční a neuromuskulární patologie ...) a akutní (po bronchiolitida, srdeční patologie, před a pooperační NIV).

Masky Respireo SOFT jsou vyráběny ve 3 velikostech (XS – děti od 3 do 6 kg, S - děti od 6 do 12 kg a CHILD pro děti do 6 let) a v provedeních jak s ventilací s únikem či bez úniku.

Velmi příjemný silikonový plášť masky dovolí dobré přilnutí na dětský obličej bez nepříjemného tlaku na jemnou dětskou pokožku obličeje. Masky je velmi stabilně fixovat na hlavičce, opět s možností individuální úpravy pásků podle hlavičky pacienta.

Masky je možné opakovaně používat.

